

SANIT Universal IndikatorPapier

Beschreibung

- Papierstreifen zum Messen des pH-Wertes

Anwendungsgebiete

- pH-Wert von Flüssigkeiten prüfen

Anwendung

Ein Stück von der Rolle abrollen und abreißen. Den Papierstreifen in die zu messende Flüssigkeit halten. Der Streifen verfärbt sich sofort. Anhand von der Farbskala auf der Rolle lässt sich der pH-Wert ablesen.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Rolle	3310



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.